

品名:微量注射幫浦感應器(空針幫浦) 型號: Injectomat Agilia 018090

操作步驟:

1.安裝空針	2.確認空針大小與品牌
	 ■ 安裝的空針必須和顯示的空針一樣。 ■ OK：確認空針。 - 或 ■ C：更改空針選擇，然後作確認。
3.設定流速後按綠色確認鍵	4.大量注射 bolus(按兩次第二次次按住)
 ■ 選擇流速 ■ 檢查輸注參數 (針筒、流速、...) ■ 開始：按 <VALIDATION (確認)> 鍵以開始輸注	 ■ 按兩下 <BOLUS (一次大量注射)> 鍵以開始一次大量注射 (短按 1 下 + 按住不放) ■ 停止一次大量注射：放開按鍵 選擇一次大量注射的速率 ■ 按住 <BOLUS (一次大量注射)> 鍵，直到流速閃爍。 ■ 選擇一次大量注射速率 (毫升/小時)，然後確定。
功能選單	靜音鍵
 按 <MENU/EXIT (選項單/退出)> 鍵以選取下列功能： ■ Infused volume (輸注量)、Pressure (壓力)、Battery life (電池電量)、Pause (暫停)、Locking (鎖定)... ■ 其他功能於第 11 頁說明。	 按 <SILENCE ALARM (靜音警報)> 鍵使聲音訊號不發出聲音。 預防性靜音：更換空針時不發出任何聲音訊號，先按 <STOP (停止)> 鍵停止輸注，然後按 <SILENCE ALARM (靜音警報)> 鍵，再更換空針。

基礎保養步驟

- 清潔前請先拔掉本裝置的電源。
- 本裝置不能高壓消毒或浸泡。不能讓任何液體進入本裝置的外殼。
- 如果本裝置放置在污染的高危險區域，建議消毒房間時將本裝置留在房間內，然後使用濕布消毒。
- 使用浸泡過清潔劑和消毒劑的濕布擦拭，以殺死微生物。如果需要，清潔劑和消毒劑可先以清水稀釋。不要磨蝕性擦洗，因為可能刮傷外殼。不要沖洗或塗抹表面。
- 不要使用：三氯乙烯 (trichloroethylene)、二氯乙烯 (dichloroethylene)、氨 (ammonia)、氯化胺 (ammonium chloride)、氯 (chlorine) 和烴類芳香族 (aromatic hydrocarbon)、二氯乙烷 (ethylene dichloride)、氯甲烷 (methylene chloride)、和酮 (cetone)。這些侵犯性藥劑會損壞塑膠零件，造成裝置故障。
- 也要小心含酒精成分的噴劑 (20%-40%酒精)。它們會導致塑膠失去光澤和小龜裂，而且，消毒前不要作必要的清潔。根據製造廠商的建議，可以使用消毒噴劑，但要距離裝置 30 公分處噴灑，以免這類物質在裝置上以液體形式堆積。
- 進一步資料請聯絡您機構中，負責清潔和消毒產品的適當服務單位。

注意事項:

警報原因

安裝空針	SYRINGE INSTALLATION (空針安裝)	輸注量/ 時間	END OF VOL./TIME PREALARM (輸注量/ 時間結束預警)
輸注	END OF INFUSION PRE-ALARM (輸注結束預警)	壓力	END OF VOL./TIME ALARM (輸注量/ 時間結束警報)
輸注量範圍	OCCLUSION PRE ALARM (阻塞預警)	輸注進行中	OCCLUSION ALARM (阻塞警報)
	PRESSURE DROP (壓力降低)	預警	PRESSURE INCREASE (壓力增加)
	END OF LIMIT VOLUME PREALARM (輸注量範圍結束預警)	警報	
	END OF LIMIT VOLUME ALARM (輸注量範圍結束警報)		

簡易故障排除:

1. 警示聲響後，壓按靜音鍵，查看面板警示資訊，排除障礙(如:阻塞，空針沒裝好...等)後，可繼續使用本機。
2. 在顯示故障警示的情況下，如出現錯誤訊息 (Er01,Er02.....等)。中斷連接主電源並按下 <OFF> 鍵 (需要 10 至 15 秒鐘) 停止裝置運作。若再度開啟裝置電源後警示仍在，請勿對病患使用，並聯絡合格技師或我們的售後服務部門。

廠商聯絡電話:

台灣費森尤斯卡比股份有限公司 業務工程師 闕乃才 0933-096-565 02-2755-1996