

PulsioFlex簡易中文操作吊牌

■儀器品名：連續心輸出暨心肺容積監視器

■型號：PulsioFlex (PC4000)

■操作步驟：PulsioFlex操作面板與各式線路連接示意圖

操作面板介紹

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 病患基本資料 | 4. 參數趨勢監測區 |
| 警報訊息顯示 | 5. 功能選項按鍵 |
| 顯示區 | |
| 時間 | |
2. 動脈壓力/中央靜脈壓力波形數值顯示
3. PulsioFlex各項監測參數

ProAQT連接示意圖

ProAQT Sensor

院內壓力傳導組

床邊生理監視器

ProAQT功能操作說明

1. 設定病患基本資料

※必須輸入病患之身高、體重、生日、性別和類型(成人/小朋友)，以便參數計算。
※關機後15分鐘內，再開機可保留原CO/CI之校正參數接續使用。

2 進行動脈壓與中央靜脈壓訊號歸零

- 1.利用 進行壓力訊號歸零
- 2.利用 可調整壓力訊號波形大小
- 3.中央靜脈壓(CVP)可選擇手動輸入模式或進行連續監測模式

3 CO/CI趨勢校正設定

CO/CI趨勢校正設定方法有兩種：

1. Automatic

按下 ，設備會根據病患基本資料與分析動脈壓訊號，進行自動CO/CI趨勢校正。

2. Manual

藉由其他設備監測之CO/CI數值，以手動輸入方式進行趨勢校正。

※不管  或手動校正，最終皆須以  確認完成校正動作。

若CO/CI趨勢校正為手動，則畫面參數區顯示為COCal/CIcal。

若CO/CI趨勢校正為自動，則畫面參數區顯示為CO_{Trend}/CI_{Trend}。

4

FLOAQT-CONSOLE 經脈氧合系統說明書

■ 注意事項

●請勿以蒸汽、高溫、輻射或ETO (Ethylene Oxide) 將主機、相關產品、配件或零件進行滅菌，除非配件或零件內附之說明書有另外提及。

- 務必根據製造商的說明稀釋使用過的物質，或盡可能使用最低濃度。
- 注意沒有液體進入PulsioFlex 或模組外殼。
- 不要讓清潔劑或消毒劑殘留在任何設備表面。清潔完畢請立即用濕布及乾淨的乾布擦乾。

■簡易故障排除

